


Vorsäulen

Vorsäulenkartuschen Analytisch / Narrowbore	Art. Nr.	Preisgruppen	Preis/€
MZ-Vorsäulenkartuschen für HPLC-Säulen Analytisch / Narrowbore sind in Packungen zu je 5 Stück in 3 verschiedenen Längen und 4 unterschiedlichen Durchmessern erhältlich. Passende Halterungen (s. unten).			
Vorsäulenkartuschen* 5 Stück ID: 2,1 mm, 3,0 mm, 4,0 mm und 4,6 mm Länge: 5 mm, 10 mm und 20 mm *Füllmaterial nach Wahl	(siehe unten)	D, E, E2, F	132,--
		G, H	169,--
Die Bestellnummer setzt sich wie folgt zusammen (Materialcodes ab Seite 4ff):			
		Beispiel: Vorsäulenkartuschen (5 Stück) Inertsil ODS-2 5 µm (Materialcode 2010) Dimension 20 x 4,0 mm (LxID) => Best.-Nr.: MZ2010-VK2040	

Vorsäulenhalterungen Analytisch / Narrowbore	Art. Nr.	Preis/€
passend für Säulen ID 2,1, 3, 4,0 und 4,6 mm		
Vorsäulenhalterung integriert (zur Verwendung mit Vorsäulenkartuschen 20 und 10 mm Länge)	VI74000	91,--
Vorsäulenhalterung integriert (zur Verwendung mit Vorsäulenkartuschen 5 mm Länge)	VI74005	79,--
Vorsäulenhalterung freistehend mit Gewindeanschluss mit Vorsäulenkartuschen mit 20 mm Länge)	FG71020	76,--
Vorsäulenhalterung freistehend mit Gewindeanschluss mit Vorsäulenkartuschen mit 10 mm Länge)	FG71010	76,--
Vorsäulenhalterung freistehend mit Gewindeanschluss mit Vorsäulenkartuschen mit 5 mm Länge)	FG71005	76,--
Vorsäuleneinsatzstück	SZ0335	20,--

Chromatographie-Spritzen



Exmire® HPLC-Qualitätsspritzen*

Volumen	kleinste Messeinheit	Code	Preis/€
5 µl	0,1 µl	MSR 05	74,--
10 µl	0,2 µl	MSR 10	52,--
25 µl	0,5 µl	MSR 25	53,--
50 µl	1,0 µl	MSR 50	57,--
100 µl	2,0 µl	MSR 100	61,--
250 µl	5,0 µl	MSR 250	72,--
500 µl	10,0 µl	MSR 500	89,--

*Exmire® Injektionsspritzen sind bestens geeignet für Rheodyne® HPLC-Ventile.





IDEX H & S-Ventile sind der Quasi-Standard für die Probenaufgabe in allen Bereichen der modernen HPLC. Schon die Verwendung von manuellen IDEX H & S--Einspritzventilen ermöglicht präzise und reproduzierbare Injektionen mit einer typischen Genauigkeit von 0,1 % unter Nutzung der gesamten Injektionsschleife als Dosiervolumen ("complete-filling"-Methode). Dank der patentierten Nadelauf-

nahme werden Kontaminationen oder Probenverschleppungen von aufeinander folgenden Injektionen verhindert, so dass bei den meisten Applikationen spezielle Waschzyklen überflüssig sind. Wir führen das komplette IDEX H & S-Lieferprogramm. In folgender Aufstellung finden Sie die am häufigsten angefragten Teile. Preise für weitere Produkte auf Anfrage.











Bestellnummer	Beschreibung	Preis/€
RH7010-039	Rotor Dichtung Vespel für 7010/7000/7040	145,--
RH7010-040	Stator für 7010/7125	427,--
RH7010-071	Rotor Dichtung Tefzel für 7010/7000/7040	141,--
RH7010-999	RheBuild Kit für 7010	155,--
RH7021	Probenschleife Edelstahl 10 µl	71,--
RH7022	Probenschleife Edelstahl 20 µl	64,--
RH7023	Probenschleife Edelstahl 50 µl	74,--
RH7024	Probenschleife Edelstahl 100 µl	72,--
RH7025	Probenschleife Edelstahl 200 µl	a.A.
RH7026	Probenschleife Edelstahl 500 µl	86,--
RH7027	Probenschleife Edelstahl 1 ml	99,--
RH7028	Probenschleife Edelstahl 2 ml	143,--
RH7029	Probenschleife Edelstahl 5 ml	250,--
RH7000	Schaltventil	1.007,--
RH7030	3-Wege-Schaltventil	1.090,--
RH7060	6-Positions-Ventil	1.140,--
RH7725	Probenaufgabeventil mit MBB <i>front-loading, Nachfolgemodell von 7125</i>	1.575,--
RH7725i	Probenaufgabeventil m. eingeb. Kontaktgeber und MBB	1.642,--
RH8125	Probenaufgabeventil <i>front-loading geeignet für Micro-HPLC</i>	2.228,--
RH8125-038	Rotor Dichtung für 8125/8126	166,--
RH7520-999	RheBuilt Kit für 7520/7526	a.A.
RH3725i	Probenaufgabeventil PEEK <i>front-loading, geeignet für Präparative HPLC</i>	2.175,--
RH3725i-038	Probenaufgabeventil <i>front-loading, geeignet für Präparative HPLC</i>	2.354,--
RH9010	Probenaufgabeventil PEEK <i>rear-loading, geeignet für Analytische HPLC</i>	1.527,--
RH9055-020	Probenschleife PEEK 5 µl	54,--
RH9055-021	Probenschleife PEEK 10 µl	64,--
RH9055-022	Probenschleife PEEK 20 µl	66,--
RH9055-023	Probenschleife PEEK 50 µl	66,--
RH9055-024	Probenschleife PEEK 100 µl	63,--
RH9055-025	Probenschleife PEEK 200 µl	91,--
RH9055-026	Probenschleife PEEK 500 µl	110,--
RH9055-027	Probenschleife PEEK 1 ml	123,--
RH9055-028	Probenschleife PEEK 2 ml	177,--
RH7335	Säuleneinlassfilter analytisch 0,5 µm 3,0 mm ID	332,--
RH7335-010	5 Stück Ersatzfritten für RH7335	193,--



Chromatographie-Zubehör Metallfrei/PEEK

CHROMATOGRAPHIE-ZUBEHÖR

Best.Nr.	Beschreibung			Preis/€
AP0313	PEEK-Kapillare	AD 1/16" x 0,13 mm ID	3 m	45,--
AP0317	- Meterware -	AD 1/16" x 0,17 mm ID	3 m	45,--
AP0325		AD 1/16" x 0,25 mm ID	3 m	45,--
AP0350		AD 1/16" x 0,50 mm ID	3 m	45,--
AP0375		AD 1/16" x 0,75 mm ID	3 m	45,--
AP0513	PEEK-Kapillaren Kit	AD 1/16" x 0,13 mm ID	50, 100, 200 mm	48,--
AP0517	je 5 Stk. 50, 100 & 200 mm	AD 1/16" x 0,17 mm ID	50, 100, 200 mm	48,--
AP0525		AD 1/16" x 0,25 mm ID	50, 100, 200 mm	48,--
AP0550		AD 1/16" x 0,50 mm ID	50, 100, 200 mm	48,--
AP0575		AD 1/16" x 0,75 mm ID	50, 100, 200 mm	48,--
AP5001	 Fingertight-Fittings	PEEK	10 Stück	55,--
	Säulenverbinder Fingertight PEEK			
AP5103		0,13 mm ID („rot“)	1 Stück	38,--
AP5108		0,18 mm ID („gelb“)	1 Stück	38,--
AP5101		0,25 mm ID („blau“) / universal	1 Stück	38,--
AP5105		0,50 mm ID („orange“)	1 Stück	38,--
AP5201	 Kupplung zöllig PEEK	1/16"	1 Set	21,--
	(inkl. 2 Fingertight-fittings)			
AP5301	 T-Stück zöllig PEEK	1/16"	1 Set	62,--
	(inkl. 3 Fingertight-fittings)			
AP5401	 Kreuzstück zöllig PEEK	1/16"	1 Set	84,--
	(inkl. 4 Fingertight-fittings)			
AP5601	 Blindstück zöllig PEEK	1/16"	1 Stück	19,--
	Fingertight			
AN5701	 Blindverschraubung Delrin	1/16"	10 Stück	9,--
AN5710			100 Stück	46,--

AR6200 30,--
Clean-Cut
Schneidegerät
für Kunststoffkapillaren



AR6201 17,--
Ersatzklinge für Clean-Cut

AR6300 22,--
Guillotine-Cutter



AR6301 17,--
Ersatzklinge für Guillotine-Cutter

AP7500 44,--
Last-drop Mobile
Phase-Filter
mit 2,5 µm
PTFE-Fritte



Chromatographie-Zubehör Edelstahl

Best.Nr.	Beschreibung			Preis/€	
AS0301	Edelstahlkapillare	AD 1/16" x 0,13 mm ID	3 m	40,--	
AS0318	- Meterware -	AD 1/16" x 0,18 mm ID	3 m	40,--	
AS0325		AD 1/16" x 0,25 mm ID	3 m	45,--	
AS0350		AD 1/16" x 0,50 mm ID	3 m	45,--	
AS0370		AD 1/16" x 0,75 mm ID	3 m	45,--	
AS0310		AD 1/16" x 1,00 mm ID	3 m	40,--	
AS0501	Edelstahlkapillare	AD 1/16" x 0,13 mm ID	50 mm	4,50	
AS0341	- vorgeschnitten -	AD 1/16" x 0,13 mm ID	100 mm	6,--	
AS0201		AD 1/16" x 0,13 mm ID	200 mm	7,--	
AS0525		AD 1/16" x 0,25 mm ID	50 mm	4,50	
AS0125		AD 1/16" x 0,25 mm ID	100 mm	6,--	
AS0225		AD 1/16" x 0,25 mm ID	200 mm	7,--	
AS0550		AD 1/16" x 0,50 mm ID	50 mm	4,50	
AS0150		AD 1/16" x 0,50 mm ID	100 mm	6,--	
AS0250		AD 1/16" x 0,50 mm ID	200 mm	7,--	
AS0570		AD 1/16" x 0,75 mm ID	50 mm	4,50	
AS0170		AD 1/16" x 0,75 mm ID	100 mm	6,--	
AS0270		AD 1/16" x 0,75 mm ID	200 mm	7,--	
AS1001	Edelstahlferrules	1/16"	10 Stück	25,--	
AS1010	Edelstahlferrules	1/16"	100 Stück	191,--	
AR1101	Edelstahlferrules	1/16" Rheodyne	10 Stück	25,--	
AS2001	Fittingschrauben	Edelstahl kurz	10 Stück	33,--	
AS2101	Fittingschrauben	Edelstahl lang	10 Stück	33,--	
AS2201	Fittingschrauben	Edelstahl extra lang	10 Stück	50,--	
AS3301		Blindstück zöllig Edelstahl	1/16"	1 Stück	22,--
AS3001		Kupplung zöllig Edelstahl	1/16"	1 Stück	42,--
AS3101		T-Stück zöllig Edelstahl	1/16"	1 Stück	85,--
AS3201		Kreuz-Stück zöllig Edelstahl	1/16"	1 Stück	99,--
Ersatzteile für HPLC-Säulen					
AS0110	Glasfaserfilter analytisch		10 Stück	8,--	
AS0115	PTFE Ringdichtung		25 Stück	16,--	
AS0101	Edelstahlsieb analytisch	5 µm	10 Stück	11,--	
AS0105	Edelstahlsieb analytisch	3 µm	10 Stück	12,--	
AS0120	Sieb Sandwich 3 µm für Säulenende 2,1; 3,0; 4,0 & 4,6 mm ID		1 Set	5,--	
	(mit 2 Edelstahlsieben, 3 Glasfaserfiltern, 1 Ringdichtung)				
AS0121	Sieb Sandwich 5 µm		1 Set	5,--	

AS6001 84,--
Kapillarschneidegerät
mit Schneidrolle



AS6000 38,--
Kapillarschneidezange



AS7500 44,--
Last-drop Mobile
Phase-Filter mit 2,0 µm
Edelstahl-Fritte



AR6100 56,--
Rheotool



AC7000 278,00
EasyFlange Kit



CHROMATOGRAPHIE-ZUBEHÖR