


Besuchen Sie hier die [Webversion](#).



## Method Development Kits


MZ-AT-Newsletter

Oktober 2018

### Vereinfachen Sie Ihre Methodenentwicklung

Method Development Kits (MDKs) sind eine hervorragende Hilfe bei der Suche der passenden Säule für Ihre Fragestellung in der Chromatographie. Ihre Vorteile:

- ✓ Auswahl an Modifizierungen
- ✓ Schnelles Screening
- ✓ Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis



In unserem heutigen Newsletter finden Sie insgesamt 6 Method Development Kits von den führenden Herstellern **Advanced Materials Technologies (HALO)** und **Advanced Chromatography Technologies (ACE)**. Für die Probenvorbereitung präsentieren wir 2 MDKs des SPE-Kartuschenherstellers **S\*Pure** (ehemals Grace).

**Selectivity Kits**  
**HALO** 3 COLUMNS FOR THE PRICE OF 1

### HALO - Fused Core Technologie

Advanced Materials Technologies hat seine ersten Selectivity Kits auf den Markt gebracht. Speziell für kleine Moleküle und Proteine wurden verschiedenartige Phasenselektivitäten zusammengestellt um die größtmögliche Bandbreite an Trennmechanismen abzudecken. Ihr Preisvorteil: Erhalten Sie 3 Säulen zum Preis von 1 Säule.

#### Small Molecule Selectivity Kit

- C18 | AQ-C18 | Biphenyl
- Porengröße: 90Å
- Partikelgröße: 2.7µm

#### Protein Selectivity - BIOCLASS

- ES-C18 | C4 | Diphenyl
- Porengröße: 1000Å
- Partikelgröße: 2.7µm

-> Jetzt informieren



### ACE - Advanced Method Development

Auch die bekannten ACE-Säulen sind für die Methodenentwicklung zu 4 verschiedene Kits zusammengestellt. Wählen Sie zwischen HPLC/UHPLC, Core-Shell und bioanalytische Säulen aus. Die 3-Säulen-Kits sind zum Preis von nur 1 Säule erhältlich.

**Advanced**  
 C18  
 C18-AR  
 C18-PFP

**Extended**  
 SuperC18  
 C18-Amide  
 CN-ES

**UltraCore**  
 SuperC18  
 SuperPhenyl  
 -Hexyl

**Bioanalytical**  
 C18-300  
 C4-300  
 Phenyl-300

-> Jetzt informieren

**S\*PURE**  
 Solidphase Extraction (SPE)

### S\*Pure - SPE Kartuschen für die Probenvorbereitung

Auch für die Probenvorbereitung sind Method Development Kits erhältlich. S\*Pure hat zwei Kits zusammengestellt, die beide je 10 Kartuschen der 5 gängigsten Phasen (HLB, P-SAX, P-SCX, P-WAX, P-WCX) beinhalten. Sie unterscheiden sich lediglich im Beladungsvolumen der Kartusche (10mg, 30mg). So können Sie ohne viel Geld zu investieren die passende Phase für Ihre Analytik finden. Diese Kits werden zur Zeit zum Einführungspreis angeboten. Fragen Sie nach Ihrem unverbindlichen Angebot!

#### SPE-Kartuschen Kit Nr. 1

- HLB | P-SAX | P-SCX | P-WAX | P-WCX
- Beladung: 10mg
- Volumen: 1 mL
- Anzahl: 50 Stück

#### SPE-Kartuschen Kit Nr. 2

- HLB | P-SAX | P-SCX | P-WAX | P-WCX
- Beladung: 30mg
- Volumen: 1 mL
- Anzahl: 50 Stück

-> Jetzt informieren



Impressum:  
 MZ-Analysentechnik GmbH  
 Wöhlerstraße 2-6  
 55120 Mainz