


Besuchen Sie hier die [Webversion](#).



MZ-AT-Newsletter

August 2021

Aktuelle News und Angebote im Sommer 2021

- [Sonderaktion: 35% Rabatt auf Inertsil, InertSustain, Inertsphere von GL Sciences](#)
- [Angebot: HALO von AMT](#)
- [Angebot: Titan von Supelco](#)
- [Neue Produkte: InertSustain AX-C18](#)
- [Neue Produkte: Waters Premier](#)
- [Neue Produkte: CDS Empore Disks](#)

Sehr geehrte Leser unseres Newsletters,

gute Nachrichten: Wir melden uns heute aus unserem neuen Betriebsgebäude bei Ihnen. Seit unserem Umzug Ende 2020 konnten wir dank einer hochmodernen Infrastruktur die Effizienz unserer Produktion und Auftragsabwicklung signifikant erhöhen. Und auch hier, im Industriegebiet von Manzhochtsheim, haben wir es natürlich nicht versäumt, unser Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001:2015 zertifizieren zu lassen, wovon Sie als Kunde direkt profitieren. Zu guter Letzt hält dieser Newsletter eine Reihe attraktiver Rabatte und Aktionen für Sie bereit.



Mit besten Grüßen,
Ihr Team von MZ-Analysentechnik GmbH

Sonderangebote



GL Sciences - 35% Rabatt

In unserer momentanen Sommeraktion stehen Chromatographie Säulen vom japanischen Hersteller GL Sciences im Fokus. Bis zum 31.08.2021 erhalten Sie 35% Rabatt auf Inertsil, InertSustain, Inertsphere HPLC-Säulen und Zubehör.

[Zum Sonderangebot](#)



HALO Column KITS - 3 zum Preis von 2

Stellen Sie sich Ihr Kit zur Methodenentwicklung selbst zusammen. Der Amerikanische Hersteller AMT überlässt Ihnen die Auswahl der Modifizierungen von drei Säulen. Dabei müssen Länge, Innendurchmesser und Partikelgröße gleich sein. Bezahlen müssen Sie am Ende nur zwei von drei Säulen.

[Zum Sonderangebot](#)



Titan Säulen von Supelco - 25% Rabatt

Noch bis zum 31. August 2021 stehen die Titan-Säulen der Markenlinie Supelco von Merck ehemals Sigma-Aldrich im Fokus. Titan ist ein Markenname für C18 Reversed Phase UHPLC Säulen mit 1,8µm Partikelgröße. Sie erhalten 25% Rabatt auf das Säulen-Sortiment.

[Zum Sonderangebot](#)

Neue Produkte



InertSustain AX-C18

Die InertSustain AX-C18 Säule ist das neueste Mitglied in der InertSustain Produktlinie von GL Sciences. Diese vereint eine C18 Umkehrphase mit einem Anionenaustauscher (tertiäre-Amino-Gruppe) zu einer neuen Mixed-Mode Phase. Sie zeigt eine verbesserte Selektion gegenüber sauren Molekülen als die InertSustain AQ-C18 HPLC-Säule.

[Mehr lesen](#)



Waters Premier Säulen

Mit der neuesten MaxPeak™ High Performance Surfaces (HPS) Technologie der Säulenhardware, wird die Wechselwirkung zwischen Analyt und Oberfläche verringert. Die neuen Waters Premier Säulen sind für Atlantis HPLC-Säulen und Acquity UHPLC-Säulen erhältlich.

[Mehr lesen](#)



CDS Empore Disks

Anfang 2019 hat CDS Analytical LLC die Rechte an den bekannten Empore™ SPE Produkten von 3M Purification Inc. erworben und ist somit neuer Hersteller der Empore™ Produkte. Als Vertriebspartner von CDS erhalten Sie bei uns die bekannten Empore™ Solid Phase Extraction (SPE) Disks.

[Mehr lesen](#)



Impressum:
MZ-Analysentechnik GmbH
Barcelona-Allee 17
55129 Mainz
<http://mz-at.de> | sales@mz-at.de
Tel. 06131-88096-0

Als Kunde und Nutzer unseres Newsletters haben Sie uns Ihre Kontaktdaten mitgeteilt. Wir achten darauf, dass wir Ihnen nur relevante und nützliche Inhalte zusenden. Wenn Sie keine Informationen von uns erhalten möchten oder aus unserer Datenbank gelöscht werden möchten, lassen Sie uns dies wissen und folgen Sie hierfür den Link: [Newsletter abbestellen](#)